
PRODUCT SHEET



Eppendorf ThermoMixer® F2.0

Der Eppendorf Thermomixer F2.0 ist ein Heizblock zum Heizen und Mischen von 24 x 2.0 ml Tubes.

Wir haben auch Eppendorf ThermoMixer® F2.0 für viele verschiedene andere Gefäßgrößen wie Mikrotiterplatten, 0,5 ml Tubes oder 1,5ml Tubes. Bitte fragen Sie einfach an!

TECHNISCHE DATEN:

Kapazität: 24 x 2,0 ml Tubes*
Drehzahlbereich: 300 - 1.500 rpm
Temperaturbereich: 4°C über RT bis 100°C
Maße (BxTxH): 206x304x170 mm
Gewicht: 6,3 kg

* Hinweis: Wie haben auch Eppendorf Thermomixer® F2.0 für alle anderen Gefäßgrößen im Angebot.

SERVICE:



Calibration

SERVICE:



reCAL Exchange
Program