



PRODUCT SHEET



Thermo Heratherm IMH180 Inkubator

Der Heratherm IMH 180 Inkubator hat ein Innenraumvolumen von 178 Liter und deckt den Temperaturbereich bis 105°C ab. Der Lüfter mit einstellbarer Lüftergeschwindigkeit gewährleistet eine sehr homogene Temperaturverteilung.

TECHNISCHE DATEN:

Volumen: 178 l

Umluft: ja

Temperaturbereich: 5°C über RT bis 105°C

Außenmaße (BxTxH): 640 x 920 x 738 mm

Innenmaße (BxTxH): 464 x 408 x 543 mm

Gewicht: 70 kg

SERVICE:



Calibration