
PRODUCT SHEET



Thermo Heracell 150i CO2-Inkubator

Der Thermo Heracell 150i ist ein hochwertiger CO₂-Inkubator, der sich durch eine präzise CO₂- und Temperaturregelung sowie einer kurzen Erholzeit nach einer Türöffnung auszeichnet.

TECHNISCHE DATEN:

Volumen: 150 l
CO₂-Bereich: 0% - 20%
Temperaturbereich: 3 °C über RT bis 55 °C
Luftfeuchte: <90% bei 37 °C
Außenmaße (BxTxH): 637 x 782 x 867 mm
Innenmaße (BxTxH): 470 x 530 x 607 mm
Gewicht: 70 kg

SERVICE:



Calibration

ZUBEHÖR:



Temperatur Datalogger
EBI 310