
PRODUCT SHEET



Arctiko ULUF15 Ultratiefkühlschrank (-86 °C)

Der ULUF 15 ist einer der kleinsten -86 °C Ultratiefkühlschrank auf dem Markt und kann als Unterbau- oder Standgerät aufgestellt werden. Die kompakte Bauweise und ein lärmarmere Kompressor ermöglichen auch den Einsatz im Arbeitslabor.

TECHNISCHE DATEN:

Volumen: 7 l
Temperaturbereich: -40 °C bis -86 °C
Außenmaße (BxTxH): 400 x 630 x 665 mm
Innenmaße (BxTxH): 150 x 143 x 310 mm
Gewicht: 38 kg

SERVICE:



Calibration

SERVICE:



Temperature Mapping

SERVICE:



IQ/OQ

ZUBEHÖR:



Temperatur Datalogger
EBI 310-TPX220