
PRODUCT SHEET



Liebherr MKv 3910 Medikamentenkühlschrank (+5C) (361 Liter)

Der Liebherr MKv 3910 Medikamentenkühlschrank ist dank seiner sehr einfachen Bedienung und hochwertigen Verarbeitung ideal für den Einsatz in klinischen Studien. Das Gerät verfügt über ein großes Innenraumvolumen von 361 Litern. Die Soll-Temperatur ist fest auf 5°C eingestellt - ein versehentliches Verstellen ist daher nicht möglich. Der MKv 3910 gibt ein optisches und akustisches Signal, wenn die Temperatur den zulässigen Bereich von +2°C bis +8°C über- oder unterschreitet.

TECHNISCHE DATEN:

Volumen: 361 l
Temperaturbereich: +5°C (fest eingestellt)
Kühlsystem: Umluft
Fluktuation: max. 3,6°C
Gradient: max. 4,1°C
Außenmaße (BxTxH): 601 x 618 x 1840 mm
Gewicht: 67 kg
Entspricht DIN 58345

SERVICE:



Calibration

SERVICE:



Temperature Mapping

SERVICE:



IQ/OQ

ZUBEHÖR:



Temperatur
Datalogger EBI 310