
PRODUCT SHEET



Präzisionswaage Kern EWJ-6000-1M (6000g /
0,1 g)

Hochwertige Präzisionswaage für den Wägebereich bis
6000 g mit einer Auflösung von 0,1 g.

TECHNISCHE DATEN:

Wägebereich: max. 6000 g
Auflösung: 0,1 g
Maße (BxTxH): 215 x 330 x 145 mm
Gewicht: 3,4 kg

SERVICE:



Calibration

SERVICE:



reCAL Exchange
Program