
PRODUCT SHEET



Eppendorf Centrifuge 5702R Kühlzentrifuge für Blutentnahmeröhrchen

Gekühlte Tischzentrifuge für 12 - 20 Blutentnahmeröhrchen (Vacutainer®, Monovette®, Vacuette®), Anzahl abhängig von verwendeter Röhrchengröße.

TECHNISCHE DATEN:

Drehzahl: max. 4400 rpm (3000 x g) mit Ausschwingrotor

Kapazität: 12 - 20 Blutentnahmeröhrchen (Vacutainer®, Monovette®, Vacuette®) abhängig von verwendeter Röhrchengröße

Kühlung: ja

Temperaturbereich: -9° C bis +40° C

Bremse: Auswahl zwischen Auslauf mit Bremse oder ohne Bremse (SOFT-Bremsfunktion)

Maße (BxTxH): 380 x 580 x 260 mm

Gewicht: 36 kg

SERVICE:



Calibration

SERVICE:



reCAL Exchange Program

SERVICE:



IQ/OQ