
PRODUCT SHEET



Ergoline ergoselect 100 P Ergometer

Das klassische Ergometer für die Belastungs-EKG-Untersuchung. Frei definierbare Ergometrieprogramme, eine intuitive Bedienung und universelle Schnittstellen (digital, analog, Fernstart) zur Verbindung mit allen handelsüblichen PC-EKGs und EKG-Schreibern zeichnen dieses Ergometer aus. Vielfältige Optionen und umfangreiches Zubehör sind erhältlich.

TECHNISCHE DATEN:

Belastung: 6-999 Watt, drehzahlunabhängig
Drehzahlbereich: 30-130 U/Min.
Bremsystem: Computergesteuerte Wirbelstrombremse
Lenkerverstellung: Neigung 360°
Sitzhöhenverstellung: stufenlos mechanisch
Patientengröße: ca. 120-210 cm
Patientengewicht: max. 160 kg
Genauigkeit gemäß DIN VDE 0750-238
Maße (LxBxH): ca. 90 × 46 × 133 cm
Eigengewicht: ca. 54 kg

SERVICE:



Annual Safety Check

SERVICE:



Calibration

SERVICE:



User Training