

---

## PRODUCT SHEET



### Omron M500 Blutdruckmessgerät

Das M500 Intelli IT ist ein klinisch validiertes, Bluetooth-fähiges Blutdruckmessgerät.

Die Intelli Wrap Manschette von OMRON lässt sich problemlos am Oberarm platzieren und gibt genaue Messergebnisse in jeder beliebigen Position um den Oberarm.

Das OMRON M500 Intelli IT ermittelt drei Blutdruckwerte nacheinander im Abstand von 30 Sekunden und zeigt den Mittelwert an. So ergibt sich ein präziseres Bild des Blutdrucks.

---

### TECHNISCHE DATEN:

Gerätetyp: Oberarm-Blutdruckmessgerät  
Manschentyp: Intelli Wrap Manschette 22-42 cm  
AFib Detection: Ja  
Speicher: 2 Nutzer x 100 Messwerte  
Armmanschettensitzkontrolle: Ja  
Mittelwertfunktion: Ja  
Erkennung unregelmäßiger Herzschläge: Ja  
Erkennung von Körperbewegungen: Ja  
Validierung: Klinische Validierung, Validierung für Diabetes, Validierung für Schwangerschaft  
Maße (BxTxH): 191 x 120 x 85 mm  
Gewicht: 460 g

#### SERVICE:



Calibration

#### SERVICE:



reCAL Exchange  
Program