

---

## PRODUCT SHEET



### Echosens FibroScan mini 430plus

Mit den FibroScan Ultraschallgeräten lässt sich nicht-invasiv der Grad der Fibrose / Zirrhose sowie der Steatose (Fettleber) der Leber schnell und schmerzfrei bestimmen. Der FibroScan von Echosens kann bei LABFISH rental solutions für klinische Studien und Untersuchungen gemietet werden.

Der FibroScan mini 430plus verfügt über die gleichen Mess- und Auswertungsmöglichkeiten wie die größeren FibroScan-Geräte, ist jedoch wesentlich kompakter und daher ideal für den Einsatz in klinischen Studien. Unser FibroScan mini 430plus wird mit den Sonden M und XL sowie der CAP-Option geliefert.

### TECHNISCHE DATEN:

---

Maße (BxTxH): 280 x 400 x 95 mm  
Gewicht: 5 kg (ohne Sonden)

#### SERVICE:



Calibration

#### SERVICE:



User Training